

VOLLEDIGE SET iProphy



MODEL: **iProphy Complete set**
REFERENTIE: **Y1500015**

Inhoud:
• Handstuk met motor iProphy • Kop iFX57
• Oplader iProphy • adapter • opzetstuk type F

iProphy zonder kop

MODEL: **iProphy zonder kop**
REFERENTIE: **Y1500069**

Inhoud:
• Handstuk met motor iProphy
• Oplader iProphy • adapter • opzetstuk type F

KOPPEN VOOR iProphy



MODEL: **iFX57**
REFERENTIE: **C1102**

- Voor prophycupjes screw type
- Reductie 4:1



MODEL: **PR-F**
REFERENTIE: **H209**

- Voor disposable kopjes
- Reductie 4:1



WISSELSTUKKEN

MODEL	PRODUCTEN	REFERENTIE
Handstuk met motor iProphy		EA11170020
Oplader iProphy		UA10910020
Adapter		Y1500014
Pack batterijen		E1080052
Opzetstuk type F		Z256090

Wasbaar in een thermodesinfector Autoclaveerbaar

NSK



iProphy

DRAADLOOS POLIJSTHANDSTUK

Herneem de Controle

Zonder pedaal en zonder snoer biedt iProphy u bewegingsvrijheid, maximale stabiliteit en totale beheersing bij het polijsten. Optimaliseer uw klinische handelingen en verbeter uw prestaties dag na dag.


Een apparaat zonder snoer vereenvoudigt het gebruik

De afwezigheid van een snoer elimineert de beperkingen die verbonden zijn aan bepaalde houdingen tijdens de behandelingen. Een totale vrijheid voor de gebruiker wat ook de omgeving of de behandelingspositie is.



Een ultra kleine kop voor een uitgebreid zicht op het operatieveld

De ultrakleine, lange en smalle kop garandeert een duidelijk zicht in de mondholte. Laat toe om zachter en preciezer te werken.



Kracht gemakkelijk te controleren

Controle van de draaikracht met de vingers te controleren. Geen settings met de voet vereist. iProphy behoudt gemakkelijk een lage snelheid wat veel moeilijker is met een standaard polijsthoekstuk.



Licht en handig

Het ergonomisch ontwerp integreert de nieuwste technologieën. Licht, handig en perfect in balans, met dit handstuk kan u op een aangename manier werken, ook bij relatief lange polijstbehandelingen.



Eenvoudige vervanging van de kop

Gemakkelijke uitwisseling van de kop dankzij het snelle fixatiesysteem. De kop kan in 6 verschillende oriëntaties geplaatst worden zodat men zich aan alle omstandigheden kan aanpassen.



Een eenvoudige interface voor de gebruiker

De grote start/stop toets is gemakkelijk te activeren.



Een grote keuzevrijheid qua snelheid

Het is mogelijk om met een grote spreiding qua snelheid te werken van 500 tot 2.500 min⁻¹. Dit handstuk kan voor talrijke interventies aangewend worden.