




CREATE IT.

www.nsk-inc.com

PORTUGUÊS

REF PR-D1046PTV2 20.04.NES

TIP



ESCARIFICADOR PNEUMÁTICO

GUIDE

Uma seleção de pontas para todas as suas necessidades


Raspagem 04



Perio 06



Ponta-V (Implantes e Prostética) 07-08



Restauração (Para intervenção mínima) 10




Restauração (Para preparação de núcleos de coroas) 12-14



Ponta-V (Endodontia) 16







RASPAGEM

RASPAGEM



MODELO S1

- Remoção do tártaro supragengival.
- Remoção do tártaro gengival marginal.





CÓDIGO DE ENCOMENDA **Z252411**

- Tipo Universal

MODELO S2

- Remoção do tártaro supragengival.





CÓDIGO DE ENCOMENDA **Z252413**

- Tipo Hoz

MODELO S3

- Remoção do tártaro supragengival.
- Remoção do tártaro gengival marginal.



CÓDIGO DE ENCOMENDA **Z252412**


- Tipo Perio



PERIO




PERIO



MODELO S10

- Remoção do tártaro subgingival.
- Remoção do tártaro em espaços interdentários reduzidos.





CÓDIGO DE ENCOMENDA **Z252420**

- Linha Fina Universal

MODELO S20

- Remoção do tártaro subgingival e biofilme.





CÓDIGO DE ENCOMENDA **Z252441**

- Alisamento radicular (ponta reta)

MODELO S21R

- Remoção do tártaro em espaços interdentários reduzidos.
- Remoção do tártaro subgingival e biofilme.





CÓDIGO DE ENCOMENDA **Z252442**

- Alisamento radicular (ponta curva direita)

MODELO S21L

- Remoção do tártaro subgingival e biofilme.



CÓDIGO DE ENCOMENDA **Z252443**

- Alisamento radicular (ponta curva esquerda)



PERIO (Manutenção)


Para a manutenção de próteses e próteses sobre implantes.

Estas pontas são feitas de um material específico que não danifica as próteses e materiais restauradores.



MODELO V-P10

V-P10 é para a manutenção de próteses, a sua forma permite um fácil acesso a todas as zonas de tratamento.




CÓDIGO DE ENCOMENDA **Y900184**

- Conjunto de 3
- Suporte S35 não incluído



MODELO V-P11R

As V-P11R/L esquerda e direita são pontas curvas duplas. Ponta extralonga para aceder facilmente a zonas complicadas e evitar a interferência em dentes ou contornos adjacentes. A sua forma permite adaptar-se a diferentes morfologias dentárias, o que torna esta ponta versátil para variadas aplicações desde os dentes anteriores até aos pré-molares.




CÓDIGO DE ENCOMENDA **Y1002165**

- Curva direita • Conjunto de 3
- Suporte S35 não incluído



MODELO V-P11L



CÓDIGO DE ENCOMENDA **Y1002166**

- Curva esquerda • Conjunto de 3
- Suporte S35 não incluído

MODELO V-P12

V-P12 é uma versão mais comprida da ponta V-P10. É versátil para variadas aplicações.



CÓDIGO DE ENCOMENDA **Y1002167**

- Conjunto de 3
- Suporte S35 não incluído



MODELO S35

 Suporte de Pontas-V



CÓDIGO DE ENCOMENDA **Z252015**

- Inclui chave de substituição de Ponta E
- Ponta de plástico não incluída

MODELO Perio-Control Conjunto de Pontas do Escarificador Pneumático




CÓDIGO DE ENCOMENDA **Y1002754**

- Suporte S35 : 1 pç.
- V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12 : 1 pç. cada
- Inclui chave de substituição de Ponta E

RESTAURAÇÃO



RESTAURAÇÃO (Para intervenção mínima)







MODELO **S65D**

MODELO **S66D**

MODELO **S67D**

MODELO **S68D**

A forma esférica destas pontas torna-as adequadas para retificações delicadas, bem como para a remoção de cáries na região cervical e interproximal.



CÓDIGO DE ENCOMENDA **Z252465**

CÓDIGO DE ENCOMENDA **Z252466**

CÓDIGO DE ENCOMENDA **Z252467**

CÓDIGO DE ENCOMENDA **Z252468**

• Revestimento de diamante

• Revestimento de diamante


• Revestimento de diamante

• Revestimento de diamante




Remoção de cárie na região cervical e interproximal.

RESTAURAÇÃO





RESTAURAÇÃO (Para preparação de núcleos de coroas)



MODELO **S71D**

MODELO **S72D**

Estas pontas lisas possuem proteção lateral para preparações mesiais ou distais mínimas.



CÓDIGO DE ENCOMENDA **Z252471**

CÓDIGO DE ENCOMENDA **Z252472**

• Revestimento de diamante

• Revestimento de diamante



RESTAURAÇÃO (Para preparação de núcleos de coroas)







MODELO **S81D**

MODELO **S82D**

MODELO **S83D**

MODELO **S86D**

As pontas podem ser utilizadas para terminar margens depois de preparar a área com uma broca dentária convencional. Isto permite ao dentista retificar bordas diminutas afiadas e sulcos gengivais sem provocar danos, algo que não é possível apenas com instrumentos rotativos.



CÓDIGO DE ENCOMENDA **Z252469**

CÓDIGO DE ENCOMENDA **Z252462**

CÓDIGO DE ENCOMENDA **Z252461**



CÓDIGO DE ENCOMENDA **Z252460**


• Revestimento de diamante

• Revestimento de diamante

• Revestimento de diamante

• Revestimento de diamante






SISTEMA PONTAS-V

SISTEMA PONTAS-V

O sistema de suporte Varios Pontas V da NSK é inovador, multifuncional e económico. O suporte de Pontas V é um componente separado das atuais pontas de corte e pode ser substituído de forma fácil e sem dificuldade. O sistema de suporte de pontas V oferece flexibilidade e expansibilidade para atender as amplas exigências para diversas aplicações clínicas.



MODELO **S75**



CÓDIGO DE ENCOMENDA **Z252035**

• Inclui chave de substituição de Ponta E

SISTEMA PONTAS (Endodontia)



A NSK oferece limas endodónticas


MODELO **V-U15**



CÓDIGO DE ENCOMENDA **Y900177**

• Irrigação de Lima V 23mm #15 • ISO15 • Conjunto de 6


MODELO **V-U20**



CÓDIGO DE ENCOMENDA **Y900178**

• Irrigação de Lima V 23mm #20 • ISO20 • Conjunto de 6

MODELO **V-U25**



CÓDIGO DE ENCOMENDA **Y900179**

• Irrigação de Lima V 23mm #25 • ISO25 • Conjunto de 6


MODELO **V-U30**



CÓDIGO DE ENCOMENDA **Y900180**

• Irrigação de Lima V 23mm #30 • ISO30 • Conjunto de 6

MODELO **V-U35**



CÓDIGO DE ENCOMENDA **Y900181**

• Irrigação de Lima V 23mm #35 • ISO35 • Conjunto de 6



