

iProphy CONJUNTOS COMPLETOS



MODELO : **iProphy Conjunto completo**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y1500015**

Inclui :
• Peça de mão motor iProphy • Cabeça iFX57
• Suporte iProphy • Adaptador AC • Bico de vaporização tipo F

iProphy sem Contra ângulo

MODELO : **iProphy W/O**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y1500069**

Inclui :
• Peça de mão motor iProphy
• Suporte iProphy • Adaptador AC • Bico de vaporização tipo F

iProphy CABEÇAS



MODELO : **iFX57**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **C1102**

- Para Profilaxia
- Para taças/copos de enroscar
- Redução 4:1



MODELO : **PR-F**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **H209**

- Para acessórios de profilaxia descartáveis
- Redução 4:1



REPOSIÇÕES

MODELO	PRODUTO	CÓDIGO DE ENCOMENDA
Peça de mão motor iProphy		EA11170020
Suporte iProphy		UA10910020
Adaptador AC		Y1500014
PACOTE DE BATERIA		E1080052
Bico de vaporização tipo F		Z256090

Lavável em termodesinfetante

Esterilizável em autoclave

NSK



iProphy

PEÇA DE MÃO DE POLIMENTO SEM FIOS

Tenha O Controlo Novamente Nas Suas Mãos.

Sem pedal de controlo, o sistema sem fios iProphy da NSK oferece máxima liberdade e estabilidade para suaves polimentos e maior controlo. Leve a sua prática clínica para outro nível, melhorando a sua performance dia após dia.

A peça de mão sem fios é fácil de utilizar.

A ausência de fios elimina as restrições de postura e de ângulos durante os tratamentos, o que reduz consideravelmente a tensão durante os procedimentos. Liberdade total para acompanhar o utilizador para qualquer local e posição de tratamento.



A cabeça em miniatura fornece um campo de visão sem obstruções.

A cabeça em miniatura, fina e comprida, assegura um amplo campo de visão da cavidade oral, um fácil acesso e um excelente alcance. Proporciona um tratamento ainda mais suave e preciso.



Fácil controlo da potência.

Controlo da potência na ponta dos seus dedos. Não é necessário controlo por pedal. O iProphy mantém facilmente uma rotação a baixa velocidade, o que é difícil com um contra ângulo padrão.



Leve e fácil de segurar.

Projetado e desenvolvido de forma ergonómica para incluir as características ergonómicas mais recentes. A peça de mão compacta, fácil de segurar e equilibrada é leve na mão mesmo quando usada para tratamentos de polimento relativamente longos.



Fácil troca da cabeça.

A cabeça pode ser trocada facilmente com o sistema de encaixe rápido. Além disso, a funcionalidade é amplamente melhorada uma vez que a cabeça pode ser posicionada em seis ângulos diferentes para se adequar a todas as posições durante o procedimento.



Inclui uma interface de utilizador com um design simples e prático.

A interface de utilizador intuitiva torna os procedimentos mais descontraídos. Os botões ON/OFF são grandes e fáceis de premir.



Inclui, ainda, uma vasta gama de definições de velocidade.

Ao trocar a cabeça, é possível definir uma vasta gama de velocidades desde 500-2 500 min⁻¹. A peça de mão pode ser usada para uma vasta gama de procedimentos.